

WETTING ACTIVE

WAC

Art.No.**APH12N** | 125ml | EAN 4 024953 981038

Art.No.**APH11N** | 1.000ml | EAN 4 260163 981035

WAC wird als Schlußbad nach der letzten Wässerung verwendet. Verdünnung: 1 Teil + 200 Teile Wasser. Dauer der Behandlung: ½-1 Minute. Die Lösung ist verbraucht, wenn sie von der Oberfläche des Fotomaterials nicht mehr gleichmäßig abläuft.

Ansatz

1000 ml Water + 5 ml WAC = 1005 ml Working solution

WETTING ACTIVE

WAC

Art.No.**APH12N** | 125ml | EAN 4 024953 981038

Art.No.**APH11N** | 1.000ml | EAN 4 260163 981035

WAC is used as a final bath after the last wash. Dilution:1 part + 200 parts water. Treatment time: ½-1 Minute. If the solution no longer runs evenly off the surface of the photographic material it is exhausted.

Preparation

1000 ml Water + 5 ml WAC = 1005 ml Working solution